

## 常見的問題

戴著Cardea SOLO我可以洗澡和游泳嗎？

不可以！如果沈浸或浸入水中，記錄會停止工作。

在我佩戴著Cardea SOLO期間我預約了MRI，這樣是否可以？

不可以！如果您在佩戴期間需要MRI檢查或已經預約了一個，請諮詢您的研究聯繫人。

在診斷性X-rays檢查期間我可以佩戴Cardea SOLO嗎？

可以！在X光檢查期間佩戴Cardea SOLO是安全的，例如牙科X光檢查，但是，請諮詢您的研究聯繫人，瞭解特殊計劃的X光和影像檢查。

戴著Cardea SOLO我可以通過機場的安檢嗎？

可以！Cardea SOLO 不會干擾安檢設備，安檢人員可能會檢查Cardea SOLO 的位置，在佩戴Cardea SOLO 旅行時，您不需要醫生證明。

如果我的傳感器在7天結束前脫落了怎麼辦？

如果傳感器在7天結束前脫落了，並且您無法將其安裝回去，請在這個傳感器的原包裝袋外面寫下傳感器脫落的日期和時間，然後，請盡快將傳感器裝入預付的信封中寄回。

如果我戴Cardea SOLO很痛，我應該繼續戴嗎？

不可以！如果您發現在Cardea SOLO周圍或下面出現腫脹，發紅，皮疹，觸痛，嚴重的搔



癢或皮膚破損，請立即摘除並盡快與您的研究聯繫人聯繫。

聯繫人

如果有任何問題或對佩戴Cardea SOLO有顧慮，請諮詢您的研究聯繫人：

聯繫人姓名：

電話：

## 所有關於Cardea SOLO™

對記錄成功的心電圖（ECG）有幫助的提示



 CARDEA SOLO™



CARDIAC

Cardiac Insight, Inc. All rights reserved.  
RESEARCH USE ONLY BETA VERSION

 INSIGHT



## 佩戴Cardea SOLO的提示



在第一個24小時避免淋浴。



短暫淋浴時，背對著水流。



Cardea SOLO 周圍不可有護膚液，油或粉末。



如果遇到某些煩心事情按下標記按鈕以做記錄



避免任何會導致出汗過多的活動。

Cardea SOLO 不會遠程監測或傳送您的心律。

如果有關於佩戴這個研究儀器的任何問題或疑慮，請諮詢您的研究聯繫人

如果您遇到醫療緊急情況，請撥打911

## 拆除Cardea SOLO

您可以在第七次也是最後一次的電話調查後移除傳感器。

請在以下時間移除傳感器：



日期

電話調查的時間

1. 徹底清洗並擦乾雙手。
2. 剝離除膠黏劑的擦墊。

TIP：提示：您也可以用凡士林或嬰兒油



TIP: You can also use petroleum jelly (Vaseline®) or baby oil.

3. 用除膠黏劑擦墊擦拭SOLO 傳感器周圍。輕輕提起SOLO 傳感器並將其從皮膚上慢慢剝離，用另一隻手按住皮膚，以免皮膚受傷。



4. 用溫和的肥皂和水清潔皮膚，去除殘留的黏合劑。
5. 去除傳感器後皮膚有輕微的紅腫和異味屬於正常情況，它應該會在幾天後消失。如果發紅和搔癢持續或變糟，或者如果您對皮膚的外觀或狀況有任何疑慮，請聯繫：  
現場中心電話：#



## 送回 Cardea SOLO

1. 拆除 SOLO 傳感器後，將兩個側翼折疊在中間後方。



2. 將您的折疊好的 SOLO 傳感器放回到它的原裝袋中並重新密封。
3. 將原裝袋放進預付的，預先註明地址的美國郵政服務郵寄信封中。將信封放入任何美國郵政服務藍色郵箱或交給郵遞員。

